

Anticorps Polyclonal Anti-Dkk3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubp4

Numéro d'article: CM0019812

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la DKK3 humaine (protéine apparentée à Dickkopf 3). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation Wnt et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	DKK3 Lapin pAb
Remarques/Alias	RIG; CRRL; REIC; DKK3
Espèce	Humain
GeneID d'Homme)	27122
GeneID	27122
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-200 de la DKK3 humaine (NP_056965.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBP4
Poids Protéique	38kDa
Expédition	Sac de glace