

Anticorps Polyclonal Anti-Dlg1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q12959

Numéro d'article: CM0026706



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le DLG1 humain (SAP97) pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la polarité cellulaire, la biologie synaptique et la fonction cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	DLG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	hdlg; DLGH1; SAP97; SAP-97; DLG1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1739
ID de Gène	1739
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-190 du DLG1 humain (NP_004078.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12959
Poids Protéique	100kDa
Expédition	Sac de glace