

## Anticorps Polyclonal Anti-Dlx6 Pour Wb, Elisa - P56179

Numéro d'article: CM0027384

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-DLX6 validé pour les applications Western blot et ELISA. Détecte la protéine humaine DLX6, un facteur de transcription homéoboîte impliqué dans le développement. Idéal pour un usage en recherche.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | DLX6 Rabbit pAb                                                                                                                                                  |
| Remarques/Alias                  | DLX6                                                                                                                                                             |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                                                           |
| GeneID (humain)                  | 1750                                                                                                                                                             |
| GeneID                           | 1750                                                                                                                                                             |
| Immunogène                       | Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 119-293 de la protéine humaine DLX6 (NP_005213.3)) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                                            |
| Catégorie                        | Anticorps Polyclonaux                                                                                                                                            |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                                                        |
| Réactivité croisée               | Humain                                                                                                                                                           |
| SWISS                            | P56179                                                                                                                                                           |
| Poids moléculaire de la protéine | 20 kDa                                                                                                                                                           |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                                     |