

Anticorps Monoclonal Anti-Dnajc12 Pour Wb, Elisa - Q9Ukb3

Numéro d'article: CM0002756



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ADNJC12 humain, adapté pour le WB et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Un outil pour étudier les rôles de co-chaperonne et l'hyperphénylalaninémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ADNJC12 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	JDP1 ; HPANBH4 ; DNAJC12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56521
GeneID	56521
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 99 et 198 de l'ADNJC12 humain (Q9UKB3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9UKB3
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace