

Anticorps Polyclonal Anti-Dnajc19 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Da6

Numéro d'article: CM0017582

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre DNAJC19/TIM14, validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris, le rat. Convient pour les études sur l'importation de protéines mitochondriales et le remodelage de la cardiolipine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	DNAJC19 Lapin pAb
Remarques/Alias	PAM18; TIM14; TIMM14; DNAJC19
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	131118
ID de gène	131118
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-116 de l'ADNJC19 humain (NP_660304.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96DA6
Poids moléculaire	12kDa
Expédition	Sac de glace