

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dnase1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P24855

Numéro d'article: CM0014564



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre DNASE1 (Désoxyribonucléase I) pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat ; idéal pour la recherche sur l'apoptose, la NETose et les maladies auto-immunes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | DNASE1 Lapin pAb                                                                                                              |
| Remarques/Alias    | DNL1; DRNI; DNASE1                                                                                                            |
| Espèce             | Humain                                                                                                                        |
| GeneID             | 1773                                                                                                                          |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-235 de DNASE1 humaine (NP_005214.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie          | Anticorps Polyclonaux                                                                                                         |
| Application        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité Croisée | Souris, Rat                                                                                                                   |
| SWISS              | P24855                                                                                                                        |
| Poids Protéique    | 31kDa                                                                                                                         |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                  |