


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Dopamine Bêta Hydroxylase Pour Wb Et Elisa - P09172

Numéro d'article: CM0007298



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la Dopamine bêta Hydroxylase (DBH) humaine, adapté pour le WB et l'ELISA. Outil essentiel pour étudier la biosynthèse des catécholamines, la régulation des neurotransmetteurs et les mécanismes des maladies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin Dopamine bêta Hydroxylase
Remarques/Alias	DBM ; ORTHYP1 ; Dopamine bêta Hydroxylase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1621
GeneID	1621
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-250 de la Dopamine bêta Hydroxylase humaine (NP_000778.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P09172
Poids moléculaire protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace