

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dpf2 Pour Wb Et Elisa - Q92785

Numéro d'article: CM0023548



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre le DPF2 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la chromatine et les études de régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | DPF2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Remarques/Alias                  | REQ, CSS7, UBID4, ubi-d4, SMARCG2, DPF2                                                                                    |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                     |
| Identifiant du gène (Humain)     | 5977                                                                                                                       |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-200 du DPF2 humain (NP_006259.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Application                      | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                        |
| SWISS                            | Q92785                                                                                                                     |
| Poids moléculaire de la protéine | 44 kDa                                                                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                               |