

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Dusp8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q13202

Numéro d'article: CM0021366



Introduction

Anticorps anti-DUSP8 de lapin de haute qualité pour WB, IF/ICC et ELISA. DUSP8 est une phosphatase à double spécificité qui déphosphoryle les kinases MAP, essentielles pour la transduction du signal. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	DUSP8 pAb de Lapin
Remarques/Alias	HB5 ; HVH8 ; HVH-5 ; C11orf81 ; DUSP8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1850
GeneID	1850
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13202
Poids Protéique	66 kDa
Expédition	Sac de glace