

Anticorps Polyclonal Anti-Dynamine 3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq16

Numéro d'article: CM0015652



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Dynamine 3 humaine (Dyna III), validé pour WB, IF/ICC et ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le trafic vésiculaire et l'endocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Dynamine 3, pAb de lapin
Remarques/Alias	Dyna III ; Dynamine 3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	26052
GeneID	26052
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 410-555 de la Dynamine 3 humaine (NP_001265181.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q9UQ16
Poids de la protéine	98 kDa
Expédition	Sac de glace