


Anticorps Polyclonal Anti-Dystrophine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11532

Numéro d'article: CM0016991



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la dystrophine humaine (Gene ID : 1756) pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les maladies neuromusculaires et le développement de tests de DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Dystrophin Rabbit pAb
Remarques/Alias	BMD ; CMD3B ; MRX85 ; DXS142 ; DXS164 ; DXS206 ; DXS230 ; DXS239 ; DXS268 ; DXS269 ; DXS270 ; DXS272 ; Dystrophin
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1756
GeneID	1756
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 346-635 de la dystrophine humaine (NP_003997.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P11532
Poids de la protéine	427 kDa
Expédition	Sac réfrigérant