

Anticorps Polyclonal Anti-E-Cadhérine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P12830

Numéro d'article: CM0026248



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'E-Cadhérine humaine (CDH1). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris, le rat. 97 kDa. Idéal pour la recherche sur l'adhésion cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-E-Cadhérine
Remarques/Alias	UVO ; CDHE ; ECAD ; LCAM ; Arc-1 ; BCDS1 ; CD324 ; E-Cadhérine
Espèce	Humain
Identifiant du gène	999
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 373-622 de l'E-Cadhérine humaine (NP_004351.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P12830
Poids moléculaire de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace