


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-E2A/Tcf3 Pour Wb, Elisa - P15923

Numéro d'article: CM0005971



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre l'E2A/TCF3 humain, validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur la régulation de la transcription, la différenciation des cellules B et le cancer. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	E2A/TCF3 mAb Lapin
Remarques/Alias	TCF3; AGM8; E2A; E47; ITF1; TCF-3; VDIR; bHLHb21; facteur de transcription 3
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 379-525 de l'E2A/TCF3 humain (NP_003191.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P15923
Poids Protéique	67kDa/68kDa
Expédition	Sac de glace