


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Egfr Pour Wb, Elisa - P00533

Numéro d'article: CM0004535



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-EGFR validé KD pour Western blot et ELISA. Spécifique de l'EGFR humain (134 kDa), adapté pour la recherche sur la signalisation cancéreuse et les récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KD] EGFR mAb Lapin
Remarques/Alias	ERBB; ERBB2; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2; FR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1956
GeneID	1956
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 363-463 de l'EGFR humain. (NP_005219.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P00533
Poids Protéique	134kDa
Expédition	Sac de glace