

Anticorps Polyclonal Anti-Ehf Pour Wb, Elisa - Q9Nzc4

Numéro d'article: CM0027267

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Ehf humain, validé pour le Western blotting (WB) et l'ELISA. Détecte l'Ehf humain et murin ; immunogène recombinant comprenant les acides aminés 1-113. Adapté à la recherche sur la différenciation épithéliale et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ehf Rabbit pAb
Remarques / Alias	ESE3; ESEJ; ESE3B; EHF
Espèce	Humain
ID du gène	26298 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de l'Ehf humain (NP_036285.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NZC4
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace