


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eif2A Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P05198

Numéro d'article: CM0007401



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-eIF2 α de haute qualité validé pour les applications WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA sur des échantillons Humains, Souris, Rat. Explorez la fonction du facteur d'initiation de la traduction eucaryote 2 sous-unité 1 dans la réponse au stress et la synthèse protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eIF2 α Rabbit mAb
Remarques/Alias	EIF2; EIF-2; EIF2A; EIF-2A; EIF-2alpha; eIF2 α
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1965
GeneID	1965
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-315 de l'eIF2 α humain (NP_004085.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05198
Poids moléculaire protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace