


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif2B3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nr50

Numéro d'article: CM0017255



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant EIF2B3, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Reconnaît la sous-unité gamma d'eIF2B, essentielle pour l'initiation de la traduction et la réponse au stress. Idéal pour les études sur la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF2B3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	EIF-2B; EIF2Bgamma; EIF2B3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8891
GeneID	8891
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de l'EIF2B3 humain (NP_065098.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NR50
Poids de la protéine	50kDa
Expédition	Sac de glace