


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Eif2S2 Pour Wb, Elisa - P20042

Numéro d'article: CM0024377



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'EIF2S2 humain (eIF2-bêta), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Un outil fiable pour étudier les mécanismes d'initiation de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EIF2S2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EIF2, EIF2B, PPP1R67, EIF2beta, bêta-eIF-2, EIF2S2
Espèce	Humain
GeneID	8894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-175 de l'EIF2S2 humain (NP_003899.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20042
Poids de la protéine	38kDa
Expédition	Sac de glace