

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Eif3B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55884

Numéro d'article: CM0012480



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'eIF3B humain, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence (IF/ICC) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'initiation de la traduction et la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	eIF3B Lapin mAb
Remarques/Alias	PRT1; EIF3S9; EIF3-ETA; EIF3-P110; EIF3-P116; eIF3B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8662
GeneID	8662
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-200 de l'eIF3B humain (NP_003742.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55884
Poids Protéique	93kDa
Expédition	Sac de glace