

Anticorps Polyclonal Anti-Eif4A1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P60842

Numéro d'article: CM0028795



Introduction

pAb de lapin anti-eIF4A1 validé pour WB, IF/ICC, IP, ELISA ; réagit avec l'homme, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de l'initiation de la traduction et de la fonction de l'ARN hélicase dans la recherche et le diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-eIF4A1
Remarques / Alias	DDX2A ; EIF4A ; EIF-4A ; eIF4A-I ; eIF-4A-I ; eIF4A1
Espèce	Humain
ID du gène	1973 (humain)
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de eIF4A1 humain (NP_001407.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P60842
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sachet de glace