

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Eif4E [Validé Par Kd] Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

Numéro d'article: CM0009466



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre l'eIF4E humain, validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris, de rat et de singe. Idéal pour les études sur l'initiation de la traduction et l'exportation des ARNm - P06730.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	eIF4E Rabbit mAb [validé par KD]
Remarques/Alias	CBP ; EIF4F ; AUTS19 ; EIF4E1 ; eIF-4E ; EIF4EL1
Espèce	Homme
ID du gène	1977
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'eIF4E humain (NP_001959.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat, singe
SWISS	P06730
Poids moléculaire	25 kDa/27 kDa/29 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant