

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Elavl2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q12926

Numéro d'article: CM0030729

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ELAVL2 humain (HuB, HEL-N1), validé en WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche en neurosciences et sur les protéines de liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ELAVL2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HUB; HELN1; HEL-N1; ELAVL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1993
GeneID	1993
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 1-100 de l'ELAVL2 humain (NP_004423.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12926
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace