


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-ELL2 Pour Wb Et Elisa - 000472

Numéro d'article: CM0024474



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ELL2 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réactivité croisée avec le rat. Idéal pour l'étude de l'élongation de l'ARN polymérase II, de la transcription des snARN et du traitement des immunoglobulines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | ELL2 Rabbit pAb                                                                                                                          |
| Remarques / Alias    | MRCCAT1; ELL2                                                                                                                            |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                   |
| GeneID (Humain)      | 22936                                                                                                                                    |
| GeneID               | 22936                                                                                                                                    |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-292 de la protéine ELL2 humaine (NP_036213.2) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                    |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                    |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                |
| Réactivité croisée   | Rat                                                                                                                                      |
| SWISS                | 000472                                                                                                                                   |
| Poids de la protéine | 72kDa                                                                                                                                    |
| Expédition           | Sachet de glace                                                                                                                          |