

Anticorps Polyclonal Anti-Elovl2 Pour Wb, Elisa - Q9Nxb9

Numéro d'article: CM0018829

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ELOVL2 humain, une élongase d'acides gras à très longue chaîne. Validé pour WB et ELISA, il réagit de manière croisée avec l'homme et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ELOVL2 pAb de lapin
Remarques / Alias	SSC2 ; ELOVL2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	54898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 247-296 de l'ELOVL2 humain (NP_060240.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9NXB9
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace