

Anticorps Polyclonal Anti-Emc8 Pour Wb, Elisa - O43402

Numéro d'article: CM0013082



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EMC8 validé pour le Western blotting et l'ELISA, réactif croisé avec l'humain et la souris. Partie du complexe EMC, essentiel pour l'insertion des protéines membranaires ; adapté pour la recherche sur le réticulum endoplasmique et le trafic des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	EMC8 Lapin pAb
Remarques/Alias	NOC4; COX4NB; C16orf2; C16orf4; FAM158B; EMC8
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10328
ID de gène	10328
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de l'EMC8 humaine (NP_006058.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43402
Poids de la protéine	24kDa
Expédition	Sac de glace