


Anticorps Polyclonal Anti-Emerin/Emd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50402

Numéro d'article: CM0016561



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'émerine humaine (EMD). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit également avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'enveloppe nucléaire et les dystrophies musculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Emerin/EMD
Remarques/Alias	STA ; EDMD ; LEMD5 ; Emerin/EMD
Espèce	Humaine
GeneID	2010
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 220 de l'émerine/EMD humaine (NP_000108.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P50402
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Sac de glace