

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Emr1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q14246

Numéro d'article: CM0015967

Introduction

Le pAc de Lapin EMR1 de CamelBio (Q14246) est un anticorps polyclonal pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible le récepteur couplé aux protéines G d'adhésion E1, impliqué dans les interactions des cellules immunitaires et la fonction des éosinophiles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	EMR1 pAc Lapin
Remarques/Alias	EMR1; TM7LN3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2015
GeneID	2015
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 477-596 de l'EMR1 humaine (NP_001965.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14246
Poids Protéique	98kDa
Expédition	Sac de glace