


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Enpp3/Cd203C Pour Wb, If/Icc, Fc, Elisa - O14638

Numéro d'article: CM0007352



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ENPP3/CD203c validé pour WB, IF/ICC, FC, ELISA. Cible l'ectonucléotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 3 humaine, un régulateur clé du métabolisme des nucléotides extracellulaires et de l'immunité innée. Idéal pour la recherche en immunologie et en signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin ENPP3/CD203c
Remarques/Alias	B10; NPP3; PDNP3; CD203c; PD-IBETA; ENPP3/CD203c
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5169
ID de Gène	5169
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 551-875 de l'ENPP3/CD203c humain (NP_005012.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O14638
Poids Protéique	100kDa
Expédition	Sac de glace