

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Entpd5 Pour If/Icc Et Elisa - 075356

Numéro d'article: CM0028316

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ENTPD5 humain (CD39L4/NTPDase-5), adapté pour l'IF/ICC et l'ELISA. L'immunogène correspond aux acides aminés 149-428 ; reconnaît une protéine de 48 kDa. Idéal pour la recherche sur l'UDPase du RE et le repliement des glycoprotéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ENTPD5 Lapin pAb
Remarques/Alias	PCPH; CD39L4; NTPDase-5; ENTPD5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	957
GeneID	957
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 149-428 de l'ENTPD5 humain (NP_001240.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	075356
Poids de la protéine	48kDa
Expédition	Sac de glace