


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Envoplakine (Evpl) Pour Wb, Elisa - Q92817

Numéro d'article: CM0016927



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Envoplakine humaine (EVPL), validé pour le Western blotting et l'ELISA. Détecte l'EVPL humaine, murine et de rat, une protéine de l'enveloppe cornifiée impliquée dans la différenciation terminale des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | pAc lapin EVPL                                                                                                                   |
| Remarques/Alias    | EVPK; EVPL                                                                                                                       |
| Espèce             | Humain                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)    | 2125                                                                                                                             |
| GeneID             | 2125                                                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1784-2033 de l'EVPL humaine (NP_001979.2) |
| Source             | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                            |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Réactivité croisée | Humain, Souris, Rat                                                                                                              |
| SWISS              | Q92817                                                                                                                           |
| Poids moléculaire  | 232kDa                                                                                                                           |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                     |