

Anticorps Polyclonal Anti-Ep300 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q09472

Numéro d'article: CM0017427



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-EP300 validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit également avec les protéines EP300 humaines, murines et de rat. Convient aux études sur le remodelage de la chromatine et la coactivation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EP300 Rabbit pAb
Remarques/Alias	p300; KAT3B; MKHK2; RST52; EP300
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2033
ID du gène	2033
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 270 de l'EP300 humain (NP_001420.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q09472
Poids moléculaire	264 kDa
Expédition	Sac de glace