

Anticorps Polyclonal Anti-Ephb6 Pour Wb, Elisa - O15197

Numéro d'article: CM0017536



Introduction

Anticorps polyclonal anti-EPHB6 (lapin) pour WB, ELISA. Réagit avec l'homme et la souris. Immunogène : protéine de fusion recombinante couvrant les acides aminés 615-729. Cible : récepteur de l'éphrine déficient en kinase impliqué dans l'adhésion et la migration cellulaire. SWISS : O15197.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	EPHB6 pAb de lapin
Remarques / Alias	HEP; EPHB6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2051
GeneID	2051
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 615-729 de l'EPHB6 humain (NP_001267724.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15197
Poids protéique	111 kDa
Expédition	Sac de glace