


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Erap1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nz08

Numéro d'article: CM0011592



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité anti-ERAP1 de lapin, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte l'ERAP1 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient aux recherches sur le traitement des antigènes du CMH de classe I et la régulation de la pression artérielle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-ERAP1 de lapin
Remarques/Alias	ALAP ; A-LAP ; ARTS1 ; ERAAP ; APPILS ; ARTS-1 ; ERAAP1 ; PILSAP ; PILS-AP ; ERAP1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51752
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 842 et 941 de l'ERAP1 humain (Q9NZ08).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9NZ08
Poids moléculaire de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace