


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-ErbB4/Her4 Pour Wb Et Elisa - Q15303

Numéro d'article: CM0015272



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant ErbB4/HER4 humain, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation neureguline/EGF, le développement et l'oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ErbB4/HER4 Lapin pAb
Remarques/Alias	HER4; ALS19; p180erbB4; ErbB4/HER4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2066
GeneID	2066
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1150-1250 de l'ErbB4/HER4 humain (NP_005226.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q15303
Poids de la protéine	147kDa
Expédition	Sac de glace