

Anticorps Monoclonal Anti-Erk1 (Mapk3) Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27361

Numéro d'article: CM0002329



Introduction

Anticorps monoclonal ciblant ERK1 (MAPK3). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec ERK1 humain et souris, 43 kDa. Kinase essentielle de la cascade MAPK pour la croissance cellulaire, l'adhésion, la survie et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validated] ERK1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; K1
Espèce (Cible)	Humain
ID de gène (Humain)	5595
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ERK1 humaine (P27361).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P27361
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace