

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Erk5 Pour Wb, Elisa - Q13164

Numéro d'article: CM0011501



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ERK5 validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation MAPK, la prolifération cellulaire, la différenciation, l'apoptose et la biologie cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ERK5 Rabbit mAb
Remarques / Alias	BMK1, ERK4, ERK5, PRKM7
Espèce	Humain
GenelD	5598
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13164
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace