


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Erlin1 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O75477

Numéro d'article: CM0013055



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ERLIN1 humain, adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IP et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Conçu pour soutenir la recherche sur la dégradation associée au réticulum endoplasmique et le métabolisme du cholestérol.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ERLIN1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	KE04, KEO4, SPFH1, SPG62, Erlin-1, C10orf69, ERLIN1
Espèce	Humain
GeneID	10613
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 259-348 de l'ERLIN1 humain (NP_006450.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75477
Poids Moléculaire Protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace