

Anticorps Polyclonal Anti-Etv6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P41212

Numéro d'article: CM0022680



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ETV6 humain (TEL) pour WB, IHC-P et ELISA. Validé chez l'humain, la souris et le rat. ETV6 est un répresseur transcriptionnel impliqué dans l'hématopoïèse et la transformation maligne. Idéal pour les études sur le cancer et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	ETV6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TEL ; THC5 ; TEL/ABL ; ETV6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2120
GeneID	2120
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'ETV6 humain (NP_001978.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P41212
Poids moléculaire	53 kDa
Expédition	Sac réfrigérant