

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Etv6 Pour Wb, Elisa - P41212

Numéro d'article: CM0016566



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ETV6 humain (TEL), un répresseur transcriptionnel validé pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat ; 53kDa. Idéal pour la recherche sur l'hématopoïèse et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ETV6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	TEL, THC5, TEL/ABL, ETV6
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2120
Identifiant du gène	2120
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'ETV6 humain (NP_001978.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P41212
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace