


Anticorps Polyclonal Anti-Fabp4 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P15090

Numéro d'article: CM0014080



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FABP4 humain (protéine de liaison des acides gras de l'adipocyte, aP2). Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport des lipides et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FABP4 Lapin pAb
Remarques/Alias	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2167
ID de gène	2167
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-132 du FABP4 humain (NP_001433.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15090
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace