


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fabp5 Pour Wb Et Elisa - Q01469

Numéro d'article: CM0015443



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FABP5 humain (E-FABP), validé pour WB et ELISA. Détecte le FABP5 humain, de souris et de rat ; transporteur intracellulaire d'acides gras impliqué dans l'inflammation et la différenciation des kératinocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FABP5 Lapin pAb
Remarques/Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2171
ID de gène	2171
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du FABP5 humain (NP_001435.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q01469
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace