

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Faf2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Cs3

Numéro d'article: CM0019608



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FAF2 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le FAF2 humain, souris et rat. Idéal pour la recherche sur la DAPR, les gouttelettes lipidiques et les granules de stress.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ETEA; UBXD8; UBXN3B; FAF2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23197
ID de gène	23197
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96CS3
Poids de la protéine	53kDa
Expédition	Sac de glace