

Anticorps Monoclonal Anti-Fam3A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P98173

Numéro d'article: CM0006475

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la protéine humaine FAM3A (P98173). Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les défensines et l'immunité fongique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FAM3A Lapin mAb
Remarques/Alias	DLD ; 2.19 ; XAP-7 ; DXS560S ; FAM3A
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	60343
ID du gène	60343
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-230 de la protéine humaine FAM3A (NP_068578.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98173
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace