


Anticorps Polyclonal Anti-Fancm De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8lyd8

Numéro d'article: CM0026906



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FANCM humain, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la voie de l'anémie de Fanconi, des mécanismes de réparation de l'ADN et de la biologie des cellules germinales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FANCM Lapin pAb
Remarques/Alias	POF15; SPGF28; FAAP250; KIAA1596; FANCM
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	57697
ID de gène	57697
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 390-660 du FANCM humain (NP_065988.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IYD8
Poids moléculaire	232kDa
Expédition	Sac de glace