


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbp2 Pour Wb, If-P, Elisa - O00757

Numéro d'article: CM0024795



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin FBP2 validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit avec l'homme, la souris, le rat. Convient pour l'étude de l'isoenzyme 2 de la fructose-1,6-bisphosphatase dans la synthèse du glycogène et le métabolisme musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin FBP2
Remarques/Alias	CORLK; FBP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8789
ID du gène	8789
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-339 de la FBP2 humaine (NP_003828.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O00757
Poids protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace