


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbxo7 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y3I1

Numéro d'article: CM0027177



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin détecte la protéine FBXO7 chez l'homme, la souris et le rat. Convient pour WB, IF/ICC et ELISA. FBXO7 est une protéine à boîte F impliquée dans l'ubiquitination et la mitophagie, avec un poids moléculaire prédit de 59 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXO7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FBX, FBX7, PKPS, FBXO7, PARK15, FBXO7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25793
GeneID	25793
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 353-522 de la protéine FBXO7 humaine (NP_036311.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3I1
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace