

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fbxw2 Pour Wb, Elisa - Q9Ukt8

Numéro d'article: CM0024498

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FBXW2 validé pour le Western Blot et l'ELISA. Détecte la protéine FBXW2 humaine, de souris et de rat, un composant de reconnaissance de substrat du complexe ubiquitine ligase E3 SCF. Adapté aux études sur la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXW2 pAb de lapin
Remarques/Alias	Md6; FBW2; Fwd2; FBXW2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	26190
ID du gène	26190
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 102 à 454 de la FBXW2 humaine (NP_036296.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKT8
Poids de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace