

Anticorps Polyclonal Anti-Fbxw5 Pour Wb, Elisa - Q969U6

Numéro d'article: CM0028987

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre FBXW5 humain, validé pour Western blot et ELISA. Cible la protéine 5 contenant des répétitions F-box/WD (64 kDa), un composant de reconnaissance de substrat des complexes E3 ubiquitine ligase SCF et DCX — idéal pour la recherche sur l'ubiquitination, le cycle cellulaire et la duplication des centrioles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FBXW5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Fbw5; FBXW5
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	54461
ID du gène	54461
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 184-566 de FBXW5 humain (NP_061871.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q969U6
Poids moléculaire de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace