


Anticorps Polyclonal Anti-Fcar Pour Wb, If/Icc, Elisa - P24071

Numéro d'article: CM0027373



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FCAR (CD89) humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'humain et la souris, idéal pour l'étude de la fonction du récepteur Fc dans les cellules myéloïdes et l'immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FCAR Lapin pAb
Remarques/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2; FCAR
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2204
GeneID	2204
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-287 du FCAR humain (NP_001991.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P24071
Poids Protéique	32kDa
Expédition	Sac de glace