


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fcn1 Pour Wb Et Elisa - 000602

Numéro d'article: CM0030182



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FCN1 humain (M-ficoline). Convient pour le Western blot et l'ELISA. Reconnaît l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la voie du complément.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FCN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	FCNM; FCN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2219
GeneID	2219
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-326 du FCN1 humain (NP_001994.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000602
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace